

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE PORT DU MASQUE EN CAS DE GRIPPE AVIAIRE


Le site du Ministère de la Santé recommande les indications suivantes (www.sante.gouv.fr)

LES MESURES D'HYGIENE DEVRONT ETRE PRISES

1° Respect des précautions universelles : lavage des mains (utilisation des solutions hydro-alcooliques)

2° Barrière physique pour :

- . les malades → port d'un masque chirurgical
- . les professionnels de santé → port d'un masque P2 (si possible)

PATIENTS	PERSONNEL DE SOINS
<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">MASQUE MEDICAL</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">MASQUE DE PROTECTION RESPIRATOIRE JETABLE : masque de type PFRP2</p>
<p>Le ministère de la santé recommande le masque 3 couches, d'efficacité de filtration bactérienne supérieure à 98 % (type II) selon la future norme 14683 sur les masques médicaux</p>  <p>Réf. 48100 – 48105 – 62367 Conditionnement : 50 masques/boîte – carton de 300 masques</p> <p><u>Durée de port : 3 heures</u></p> <p style="text-align: center;"><u>LE MASQUE DEVRA ETRE ENSUITE DETRUIT SELON UNE PROCEDURE ADAPTEE</u></p>	<p>Masque référence à la norme industrielle EN 149 : Fuite au visage autorisée : 8 %</p>  <p>Réf. 62408 Conditionnement : 50 masques/bte – carton de 300 masques</p> <p>Alternatives à ce masque :</p> <p>Masque P1 réf. 62354 (conditionnement : 50 masques/bte – carton de 300 masques) :</p> <p>➤ masque EN 149 ➤ fuite au visage autorisée : 20 % OU</p> <p>PCM 2000 Réf. 47707 (conditionnement : 50 masques/bte – carton de 300 masques) :</p> <p>➤ masque directive médicale dont les performances sont testées selon la norme EN 149 permettant une classification P1 (fuite au visage autorisée : 20 %)</p> <p><u>Durée de port des masques P1 et P2</u> ➤ <u>jusqu'à 8 heures</u></p> <p><u>Durée de port des masques PCM 2000</u> ➤ <u>3 heures</u></p>

**DANS UN CONTEXTE MEDICAL,
LA REUTILISATION DES MASQUES N'EST PAS RECOMMANDABLE**